


Mover Probleme:


Für den Fall, dass der Mover nicht in der shooiq Software angezeigt wird oder ein Scanvorgang nicht gestartet werden kann, die Problembehandlung durchführen:

- 1. Connected LED leuchtet nicht auf/ Mover wird nicht in Software angezeigt**



Problembehandlung:


- Überprüfen, ob der Computer mit dem korrekten WLAN verbunden ist (lightbeam_hotspot oder VacuumNXT) und eine Internetverbindung gegeben ist
- Den Cloud Connection Test durchführen <https://box.corpus-e.com/display/faq/Connection+Test>
- Überprüfen ob der Mover (lightbeam_XXXXXX) bei den WLAN Verbindungen auftaucht



Wenn der Mover nicht gefunden wird, kann es helfen, ihn neu zu konfigurieren.

- Mover unter WLAN auswählen
- Passwort „wireless“ eingeben
- Verbindung zu Mover ist nun gegeben
- <http://lightbeam.config> oder 192.168.99.1 in den Browser eingeben
- SSID „lightbeam_hotspot“ auswählen
- Passwort „pEr16fect2fiT“
- Warten bis Verbindung steht
- Wenn die Verbindung nicht zustande kommt, bitte Passwort überprüfen
- Ggfs. auch den Mover neustarten


2. Ready LED leuchtet nicht auf/ durchgestrichenes P in der shooiq Software



Problembehandlung:

- Dem Step-by-Step Guide im folgenden Link folgen:
<https://box.corpus-e.com/pages/viewpage.action?pageId=74743868>
- Das Netzteil/LED der Stage muss angeschlossen sein/leuchten

3. Ready LED and Connected LED leuchten nicht auf/ Mover nicht sichtbar in shooiq Software



Problembehandlung:

- Problembehandlung 1 und 2 durchführen => Falls beide Schritte keine Änderung zeigen und nur die „ON“ LED aufleuchtet ist die SD Karte des Movers defekt und muss ausgetauscht werden

<https://box.corpus-e.com/display/faq/Mover+microSD+Card>